

# AQUACEL<sup>®</sup> Pro Foam

## Prontos para proteger!

A única cobertura de 5 camadas com silicone e Tecnologia Hydrofiber<sup>®</sup>.

Aquacel<sup>®</sup>Foam Pro foi desenhado para proteger a pele de lesões causadas por umidade e forças de fricção e cisalhamento, quando usado como parte de um protocolo de cuidados.\*<sup>1</sup>



 <p>Desenhado para ajudar a proteger a pele de lesões*</p>	 <p>Adesivo que não adere nas luvas e em si mesmo*</p>	 <p>Fácil de aplicar e remover</p>
 <p>À prova d'água/banho**</p>	 <p>Barreira viral e bacteriana**</p>	 <p>Tempo de uso recomendado: máximo de 07 dias</p>
 <p>Suave, gentil, flexível e conformável**</p>		

## Todas as 5 camadas do Aquacel<sup>®</sup>Foam Pro foram desenhadas para proteger a pele contra lesões

Evidências de um estudo multicêntrico<sup>2</sup>:

### 85%

Preferência clínica  
85% dos clínicos pesquisados relataram que Aquacel<sup>®</sup> Foam Pro é melhor do que as coberturas que já utilizaram previamente.<sup>2</sup>

### 79%

Satisfação clínica positiva  
79% dos clínicos pesquisados relataram EXCELENTE ou boa satisfação com os curativos Aquacel<sup>®</sup> Foam Pro.<sup>2</sup>

### Camada Superior Protetora

Filme suave, respirável e impermeável que ajuda a minimizar cisalhamento e fricção\*\*<sup>1</sup>, por exemplo, entre a roupa de cama e a cobertura.

### Camada Central

Espuma e silicone em multicamadas com a Tecnologia Hydrofiber<sup>®</sup> ajuda a fornecer um microclima ideal na pele, absorvendo e afastando o excesso de umidade da pele.\*<sup>1,3</sup>

### Camada Adesiva de Silicone Suave Perfurada

Camada de adesivo de silicone suave perfurada permite fácil aplicação e remoção.

**Guardiões da Pele**  
**Proteção. Defesa. Cuidado.**

\*Demonstrado in vitro. \*\* Quando usado como parte de um protocolo de cuidados. <sup>1</sup>Por favor, consulte as instruções de uso para maiores informações.

## Protegendo, defendendo e cuidando com Aquacel<sup>®</sup> Foam Pro



### Desafio clínico


- Proteger a pele das lesões causadas por umidade e forças de fricção e cisalhamento
- Manejar o microclima da pele
- Avaliar regularmente a pele



### Solução


- O design da cobertura multicamadas ajuda a manter o microclima ideal na pele, manejando situações como os episódios de transpiração excessiva ou incontinência, que levam às lesões \*<sup>1</sup>
- A Tecnologia Hydrofiber<sup>®</sup> ajuda a criar um microclima ideal, com uma pele saudável! \*<sup>1,3</sup>
- O adesivo de silicone suave permite que você levante a cobertura para inspecionar a pele e reaplicar \*<sup>1</sup>

AQUACEL <sup>®</sup> Foam Pro Adesivo Sacral			
ICC	SAP. Int.	Tamanho do Curativo	Curativos por Caixa
421579	1714052	20 x 16,9 cm 	5
421580	1714053	24 x 21,5 cm 	5



Todas as fotos têm permissão de seus respectivos proprietários.

## Desenhado para ajudar a proteger a pele



Proteção contra fricção e cisalhamento\*



Proteção contra a umidade\*



Manutenção do microclima ideal na pele\*

Para mais informações sobre o Cuidado Avançado de Feridas ConvaTec, agende uma visita com um de nossos representantes:

## Guardiões da Pele



Serviço de Atendimento ao Cliente

**0800-7276-115**

sac.brasil@convatec.com  
www.convatec.com.br

f /convatecbrasil



**ConvaTec**

Advanced Wound Care

®/TM Indicates a trademark of ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd is an authorised user. ©2017 ConvaTec Inc. AP-018501-MM

\*Demonstrated in vitro. \*When used as part of a protocol of care. \*Please refer to the AQUACEL<sup>®</sup> Foam Pro dressing package insert for complete Instructions for Use.

1. In-vitro Performance Characteristics of AQUACEL<sup>®</sup> Foam Pro WHR14536MS129. 2015. Data on File. ConvaTec. 2. AQUACEL<sup>®</sup> Foam Pro, product evaluation, data on file, ConvaTec Inc. 3. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL<sup>®</sup>) and alginate dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890.